



Astro 小型秤有完整的一套功能，轻松称重，适用于教室、工业生产和份量控制。Astro 小型秤可称 2000 克至 8000 g 之间的重量，是食品供应及科学实验或配方成份控制的理想测量工具。Astro 小型秤的固体单件结构和不锈钢外壳使它清洁便利，选用耐用度 304 级的不锈钢称量锅，可直接称量物品，也可用于放置称重容器。Astro 操作简单，只用两个按钮，就能随时接收称重单元，并迅速去除单元。在超大绿色液晶屏上显示结果。如果放在天平上的物件过重，绿色的数字会转换成红色，以提醒用户。

由于光滑的设计，Astro 便携式天平在称重时便于清洁



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损
- 坚固的不锈钢结构最为耐用
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 使用AC适配器（包括）或电池（不包括）
- 低电量指示灯提醒用户需要更换电池

## 应用程序

- 称重

## 关于艾德姆

在过去的四十多年了，艾德姆提供了各种规格性能可靠和高性价比的称量仪器，赢得了全世界范围的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现：快速，稳定和物超所作的天平。

型号	ASC 2001	ASC 4000	ASC 8000
量程	2000g	4000g	8000g
精度	0.1g	0.5g	1g
秤盘大小	160x180mm		
称量单位	g, lb, oz		
稳定的时间(秒)	2		
接口	无		
校准	外部校准		
显示	LCD 与 18mm 高位数		
电源	6VDC 500mA 毫安适配器 / 2节AAA电池		
工作温度	0° 到 40°C		
外壳	不锈钢		
整体尺寸	212x167x66mm (宽x深x高)		
净重量	0.85kg		

由提供