




A série Core de Adam Equipment é a melhor escolha para uma operação simples e económica. A carcaça de ABS resistente e durável é concebida para suportar vários ambientes de trabalho, sendo fácil de limpar e protegendo contra derramamentos acidentais. Com a proteção ShockProtect[™] incluído, balanças Core podem lidar com sobrecargas excessivas sem nenhum problema. Completa com proteção contra-vento removível, adaptador AC, e abertura de segurança integral, a balança Core está pronta para trabalhar.

A balança compacta mais durável na sua classe, a Core é incomparável em termos de valor



Características

- LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
- Iluminação programável pode ser definido como "sempre aceso", "sempre desligado" ou "luz somente quando pesando"
- Empilhar em segurança para economizar espaço quando não estiver em uso (prato de 120 milímetros somente)
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Duas chaves de tara facilitam operação com a mão esquerda ou direita
- Fenda de segurança para fechadura e cabo tipo Kensington opcional para ajudar a prevenir roubo
- Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
- Construção robusta resistente ao uso industrial
- Proteção ShockProtect[®] de três pontos evita danos de sobrecarga aos componentes internos
- Gancho incluído para pesagem abaixo da balança
- Desligamento automático para economizar energia
- Alarme sonoro de sobrecarga avisa quando da capacidade foi excedida
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
- Funciona com adaptador AC (incluído) ou baterias (não incluídas)

Aplicações

- Pesagem

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
Capacidade	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
Legibilidade	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Tamanho do Pan	120mm ø				145mm ø		
Unidades de peso	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tL,T						
Tempo de estabilização (sec)	2						
Calibração	Calibração Externa						
Ecrã	Pantalla LCD Retroiluminada com 18mm dígitos de altos						
Fonte de alimentação	Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA						
Temperatura de funcionamento	0° a 40°C						
Habitação	ABS						
Dimensiones del protector de corriente de aire	Redondo 130mm ø x 90mm				No Disponible		
Dimensões totais	171x250x80mm (wxdxh)						
Peso líquido	0.9kg						

Acessórios

Número do item Descrição

308002042Mala de transporte rígida com cadeado
308232033Capa transparente para protecção da balança e teclado
308232036Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 5)
308232037Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 10)
700100046Cadeado e cabo tipo Kensington
700660290Certificado de Calibração
700100035M1 1g - 100g conjunto de massas de calibração
700100071M1 1g - 2kg conjunto de massas de calibração
700100072M1 200g massa de calibração
700100060M1 500g massa de calibração
700100029M1 1kg massa de calibração
700100030M1 2kg massa de calibração
700100012F1 200g massa de calibração

Acessórios principais



Cadeado e cabo tipo Kensington

O cabo e cadeado de segurança são compatíveis com fixação integrada na balança e de seguida em torno de um objeto para manter a balança em lugar seguro. O cabo de aço flexível é difícil de cortar e o cadeado com combinação permite aos usuários escolher um código para uma maior segurança.



Capa para protecção

Capas de proteção fornecem uma maneira fácil e acessível para ajudar a manter a balança limpa e protegida.



Mala de transporte com cadeado

Construção sólida com cantos de aço inoxidável, a mala contém enchimento de esponja macia para proteger a balança. Uma alça de ombro está incluído, e também uma chave para trancar a mala.

Fornecido por