



Die mechanischen MDW-Waagen von Adam Equipment bieten eine kostengünstige Lösung für die Überprüfung des Gewichts von Mitgliedern eines Fitness-Centers oder Fitness-Studios sowie von Patienten in Krankenhäusern und Arztpraxen. Die Räder sorgen für eine leichte Beweglichkeit und die gekerbte Waage zeigt deutlich die Zahlen an. Die MDW besteht aus einer robusten Konstruktion mit einem Metallfuß und einer Anti-Rutsch-Wägeplattform, was Stabilität und Komfort gewährleistet. Die meisten Modelle verfügen über eine verstellbare Höhenstange, um die simultane Messung von Körpergröße und -Gewicht zu ermöglichen.

Erschwingliche, leicht zu bedienende Waagen zum Erfassen von Gewicht und Körpergröße



Merkmale und Funktionen

- Messung der Körpergröße von 60-212cm
- Integrierte Transportrollen
- Nur für nicht-eichfähige Anwendungen
- Rutschfeste Standfläche für sicheres Auf- und Absteigen
- Messlatte zum einfachen Ermitteln der Körpergröße während des Wiegens
- Plattform und Stativ aus Metall
- Tarafunktion

Anwendungen

- Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	MDW 160M	MDW 200M
Kapazität	160kg	200kg
Ablesbarkeit		0.1kg
Wiederholbarkeit (S.D.)		0.2kg
Linearität (+/-)		0.2kg
Größe Wägeplatte		375x275mm
Wä geeinheiten		kg, lb
Stabilisierungszeit (sec)		3
Body-Mass-Index (BMI)		Nein
Höhe-Stab	Ja	Ja
Betriebstemperatur		5° bis 40°C
Gesamtabmessungen		530x275x1485mm (BxTxH)
Nettogewicht		15kg

Bestellen