



Semplici da operare e durevoli, queste intramontabili bilance meccaniche TBB rimangono una alternativa popolare alla bilancia digitale di precisione per la pesatura in laboratorio, industria e impostazioni di campo e scuola. Custodia robusta in metallo e un piatto per pesatura in acciaio inossidabile offrono stabilità, così che la TBB fornisce risultati ripetibili per pesatura di base. Più grande di altre bilance triple-beam, le caratteristiche innovative della TBB con tripode e un sistema integrato di pesatura al di sotto con gancio facilitano la determinazione specifica della densità e gravità. Barre intagliate e graduate con pesi di lettura centrate assicurano il posizionamento per accelerare il processo di pesatura. Compensazione magnetica per una stabilizzazione rapida della barra fornendo risultati più veloci.

## Una bilancia classica e affidabile per eseguire misurazione di massa



### Caratteristiche

- Un gancio opzionale consente pesatura al di sotto della bilancia
- La fessura di sicurezza per il sistema di blocco di tipo Kensington e cavo per aiutare a prevenire furti sono opzionali
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Compensazione magnetica rallenta il movimento del puntatore per letture più rapide
- Barre intagliate e graduate assicurano il posizionamento e lettura accurata dei risultati
- Spazio incluso per depositare pesi quando non vengono usati

### Applicazioni

- Pesatura

### Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	TBB 610S	TBB 2610S	TBB 2610T
Capacita'		2610g	2610g
Precisione		0.1g	0.1g
Ripetibilita' (S.D.)	0.2g	0.2g	0.2g
Linearita' (+/-)	0.2g	0.2g	0.2g
Dimensione piatto	152xmm		
Unita' di misura	g		
Tempo di stabilizzazione (sec)	3		
Calibratura	Calibratura esterna		
Display	Barra graduata con caratteri 7mm alti		
Custodia	Alluminio in pressofusione		
Dimensioni totali	550x110x160mm (lpxh)		
Peso netto	1.7kg	2.7kg	

## Accessori

Numero dell'unita'	Descrizione
700100211.....	Cassetta di trasporto per TBB
700100046 .....	Serratura e cavo Kensington®
700660290 .....	Certificato di calibratura

## Accessori principali



### Cassetta di trasporto per TBB

La cassetta per trasporto costruita solidamente con angoli in acciaio inossidabile contiene imbottitura morbida in schiuma per proteggere la bilancia. Una tracolla è inclusa e cassetta con chiusura.



### Serratura e cavo Kensington®

La serratura di sicurezza e il cavo si inseriscono nell'anello sulle bilance e passano attorno a un oggetto per assicurare che la vostra bilancia rimanga in posizione. Il cavo flessibile in acciaio è difficile da tagliare e la serratura a combinazione consente agli utenti di scegliere un numero di combinazione per una maggiore sicurezza.

Consegnato da